

JIS T 7209:2018適合モデル

KM5

ケイムファイブ

5 touch

ゴータッチ



KOIKE MEDICAL



販売名:O₂フレッシュー5G

認証番号:226AHBZX00030000

簡単操作

液晶画面と音声ガイダンスで
操作がより簡単に。

静音・軽量設計

業界トップクラスの静粛性(30dB(A)
流量5L/分)と軽量化(重量20kg)を達成。



患者さんの快適生活を支えたい。
タッチパネルでより簡単に使いやすく

■ 特 長

患者さんの使いやすさ向上

液晶画面&音声ガイドでより使いやすく

操作部を液晶画面にし、操作ボタンを大きくわかりやすくしました。



操作画面

トラブル時もわかりやすくサポート

イラスト&音声でよりわかりやすく

ご使用時に発生したトラブル(警報)の内容と対処方法を液晶画面のイラストと音声で、お知らせします。



警報画面(一例)

(緊急連絡先の登録が可能です)

プリセット 流量機能

患者さんの快適さを追求した流量設定機能

患者さんの各状態(安静・労作・睡眠)における設定流量を、医師の処方に従って、あらかじめ設定しておくことが可能です。



プリセット機能OFF



プリセット機能ON

■ 製品仕様

販 売 名	O ₂ フレッシュ5G
商 品 名	KM5 5touch
一般的名称	酸素濃縮装置
医療機器分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
酸素濃度	85vol.%以上(全流量設定)
流量設定値	0.25/0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/ 1.75/2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/ 4.50/5.00 L/分
電 源	単相交流100V(50/60Hz)
消費電力	200W(流量:5L/分時) 120W(流量:3L/分時) 95W(流量:1L/分時)
運 転 音 (於無響室)	30dB(A)(流量:5L/分時) 27dB(A)(流量:3L/分時)

警 報 機 能	酸素濃度低下、停電、チューブ折れ、加湿器漏れ、加湿器外れ、装置異常(圧力、流量、温度)、始動期間異常
そ の 他 機 能	Bluetooth通信機能(※1)、音声ガイド(音量調節可)、プリセット流量機能、警報消音機能、延焼防止機能ファイアセーフ(※2) (※1)MPK506のみ (※2)【ファイアセーフ】製造販売業者:株式会社小池メディカル 医療機器届出番号:13B1X000090000091
寸 法	幅300(mm)×奥行390(mm)×高さ545(mm)
重 量	20kg
電 撃 保 護	クラスII機器、B形装着部
E M C	JIS T 0601-1-2:2012に適合
使用環境条件	温度:5~35℃ 湿度:30~80%RH 気圧範囲:900~1060hPa

本製品の外观・仕様等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず製品取扱説明書をお読みください。

NTK
MEDICAL

製造販売業者
NTKメディカル株式会社
愛知県小牧市大字岩崎2808

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

販売業者
株式会社小池メディカル
東京都江戸川区松島1-24-8